



**Instruments
et accessoires**


pour la cryochirurgie

Remarques importantes

La société Erbe Elektromedizin GmbH a rédigé ce catalogue d'accessoires avec le plus grand soin. Néanmoins il n'est pas possible d'exclure toute erreur. Aucun préjudice ne peut être évité auprès de la société Erbe suite aux informations ou recommandations contenues dans ce catalogue. Seuls pourront être revendiqués des droits résultants des intentions délictueuses ou de négligence grave contenues dans les informations ou omises dans cette brochure.

Les données sur l'utilisation des instruments se basent sur des expériences cliniques. Selon les résultats de la recherche et des expériences cliniques, les produits sont soumis à une évaluation permanente quant à la technique et au design.

Autres informations produit



Veillez lire la notice d'utilisation correspondante avant l'utilisation.

Cryochirurgie

Instruments et accessoires

- 04 Raccord pour bouteille de gaz CO₂
- 05 Cryodes pour ERBECRYO 2, à usage unique
- 06 Accessoires pour ERBECRYO 2
- 07 Accessoires pour ERBOKRYO CA/ERBOKRYO AE

Instruments et accessoires

Raccord pour bouteille de gaz CO₂

Raccord gaz spécifique au pays


Code	E			F	G	H	I
Type / Pays	W 21,8 x 1/14"	W 21,7 x 1/14"	0,860" x 14 TPI	0,830"-14 NGO	G 3/4"	Pin Index	W 27 x 2 mm
Standard	Whitworth thread DIN 477 no. 9 (ø x pitch)	French standard for gases NFE 29-650	B. S. 341 British standard Threads per inch = pitch in threads/inch	CGA no. 320 Compressed Gas Association National Gas Outlet Straight Threads (ø x pitch)	British Whitworth pipe thread DIN ISO 228-1 (ø in inches)	Code 1&6 DIN EN ISO 407	ISO 5145 no. 17
Adaptateur pour bouteille de gaz	20410-003			20402-060	20410-016	20410-011	20402-061
Vanne de com- mutation pour la connexion de deux adaptateurs de bouteille de gaz	20402-052						

Allemagne	Algérie	Afrique du Sud	Argentine	Biélorussie	Canada	Danemark
Autriche	Angola	Arabie Saoudite	Bolivie	Egypte	Cuba	Finlande
Belgique	Biélorussie	Australie	Brésil	République tchèque	France	Islande
Biélorussie	Espagne	Brunei	Costa Rica	Russie	Grande-Bretagne	Italie
Bulgarie	Ethiopie	Egypte	Guatemala	Slovaquie	Pays-Bas	Norvège
Chine	France	Émirats arabes unis	Mexique	Ukraine	USA	Suède
Corée	Guinée	Équateur	Pérou	Venezuela	Venezuela	
ex. Yougoslavie	Liban	Hongkong	Thaïlande			
Finlande	Maroc	Inde				
Grèce	Portugal	Indonésie				
Hongrie	Russie	Irak				
Israël	Somalie	Irlande				
Pologne	Suisse	Jordanie				
Russie	Syrie	Kenya				
Suède	Tunisie	Koweït				
Ukraine	Ukraine	Libéria				
		Libye				
		Malaisie				
		Malte				
		Nigeria				
		Nouvelle-Zélande				
		Pakistan				
		Singapour				
		Sri Lanka				
		Viêt-Nam				
		Yémen				

Instruments et accessoires

Cryodes pour ERBECRYO 2

Crysonde flexible, à usage unique, \varnothing 1,1 mm, longueur 1150 mm, avec tube d'extraction, longueur 817 mm
avec tube d'extraction, \varnothing 2,6 mm, longueur 817 mm



No. 20402-401	
= 5	
30402-406	STERILE EO

Crysonde flexible, à usage unique, \varnothing 1,1 mm, longueur 1150 mm, avec tube d'extraction, longueur 757 mm
avec tube d'extraction, \varnothing 2,6 mm, longueur 757 mm



No. 20402-402	
= 5	
30402-406	STERILE EO

Crysonde flexible, à usage unique, \varnothing 1,7 mm, longueur 1150 mm



No. 20402-410	
= 5	
30402-406	STERILE EO

Crysonde flexible, à usage unique, \varnothing 2,4 mm, longueur 1150 mm



No. 20402-411	
= 5	
30402-406	STERILE EO

Instruments et accessoires

Accessories für ERBECRYO 2

Pédale simple antidéflagrante pour ERBECRYO 2, équipement AP & IP X8



No. 20402-200

= 1

max 75 °C

30402-231



Câble d'extension pour pédale ERBECRYO 2, longueur 0,4 m



No. 20402-202

= 1



Chariot de ERBECRYO 2



No. 20402-300

= 1



Panier métallique, 339 x 100/155 x 205 mm (L x H x P)



No. 20180-010

= 1



Instruments et accessoires

Accessoires pour ERBECRYO 2

Accessoires pour ERBECRYO 2	No.
Tuyau gaz pour ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, longueur 1 m	20410-004
Tuyau gaz pour ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, longueur 0,7 m	20448-000
Raccord pour bouteille de gaz E, CO ₂ , W 21,8 x 1/14" / W 21,7 x 1/14" / 0,860" x 14 TPI	20410-003
Raccord pour bouteille de gaz F, CO ₂ , 0,830"-14 NGO	20402-060
Raccord pour bouteille de gaz G, CO ₂ , G 3/4"	20410-016
Raccord pour bouteille de gaz H, CO ₂ , Pin Index	20410-011
Raccord pour bouteille de gaz I, CO ₂ , W 27 x 2 mm	20402-061
Sélecteur de bocal, CO ₂	20402-052
Tuyau d'évacuation du gaz pour ERBECRYO 2, longueur 5 m Diamètre intérieur 13 mm, diamètre extérieur 18 mm	20402-007
Tuyau d'évacuation du gaz pour ERBECRYO 2, longueur 10 m Diamètre intérieur 13 mm, diamètre extérieur 18 mm	20402-008

Accessoires pour ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE

Accessoires pour ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE	No.
Tuyau gaz pour ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, longueur 0,7 m	20448-000
Tuyau gaz pour ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, longueur 1 m	20410-004
Filtre à gaz pour CO ₂ (Allemagne)	20410-010
Filtre à gaz pour CO ₂ , CEI, G 3/4"	20410-017
Filtre à gaz, N ₂ O, R 3/8"	20410-006
Cartouches filtrantes pour gaz filtre pour N ₂ O, R 3/8"	20410-008
Raccord pour bouteille de gaz E, CO ₂ , W 21,8 x 1/14" / W 21,7 x 1/14" / 0,860" x 14 TPI	20410-003
Raccord pour bouteille de gaz F, CO ₂ , 0,830-14 NGO	20402-060
Raccord pour bouteille de gaz G, CO ₂ , G 3/4"	20410-016
Raccord pour bouteille de gaz H, CO ₂ , Pin Index	20410-011
Raccord pour bouteille de gaz I, CO ₂ , W 27 x 2 mm	20402-061
Raccord pour bouteille de gaz, N ₂ O, R 3/8"	20410-001
Raccord pour bouteille de gaz, N ₂ O, 11/16" x 20	20410-002
Raccord pour bouteille de gaz, N ₂ O, Pin Index	20410-005
Raccord pour bouteille de gaz, N ₂ O, M 22 x 1,5	20410-013
Raccord pour bouteille de gaz, N ₂ O, M 26 x 1,5	20410-037

Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Allemagne

Tel +49 7071 755-0
info@erbe-med.com
erbe-med.com
medical-videos.com