



Strumenti bipolari


Avvertenze importanti

La Erbe Elektromedizin GmbH ha posto la massima cura nella redazione del catalogo accessori. Ciò nonostante non è possibile escludere completamente gli errori.

Le informazioni e i consigli contenuti nel catalogo non possono costituire fondamento di eventuali reclami verso la Erbe Elektromedizin GmbH. Nel caso in cui si configurasse una responsabilità derivante da norme di legge in vigore, tale responsabilità è limitata a dolo e negligenza grave.

Le indicazioni per l'uso degli strumenti sono basate su esperienze cliniche. La ricerca e l'esperienza clinica determinano uno sviluppo continuo nella tecnica e nel design dei prodotti. Inoltre, a causa delle tolleranze di produzione possono verificarsi lievi differenze rispetto alle misure indicate nel catalogo.

Altre avvertenze



Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni relative.

Chirurgia ad alta frequenza

Strumenti bipolari

- 03 Pinze LAP
- 05 LAP BiSect e forcipi bipolari LAP
- 07 Cavi e accessori

Pinze LAP

Pinza LAP bipolare, Maryland, zigrinato, stelo \varnothing 5 mm, lunghezza 340 mm

composta da: 20195-140, 20195-141, 20195-143



No. 20195-132



= 1

0.25 kVp

max 95 °C



30195-119

max 138 °C

Pinza LAP bipolare, fenestrata, zigrinato, stelo \varnothing 5 mm, lunghezza 340 mm

composta da: 20195-140, 20195-141, 20195-144



No. 20195-133



= 1

0.25 kVp

max 95 °C



30195-119

max 138 °C

Pinza E LAP bipolare, fenestrata, zigrinata, stelo \varnothing 5 mm, lunghezza 340 mm

composta da: 20195-245, 20195-241, 20195-144



No. 20195-224



= 1

0.25 kVp

max 95 °C



30195-119

max 138 °C

Strumenti bipolari

Pinze LAP

Pinza E LAP bipolare, Maryland, zigrinata, stelo \varnothing 5 mm, lunghezza 340 mm

composta da: 20195-245, 20195-241, 20195-143



No. 20195-225



= 1

0.25 kVp

max 95 °C



30195-119

max 138 °C

Singoli componenti		Pezzo	No.
Inserto per pinza LAP Maryland e pinza E LAP Maryland, zigrinata \varnothing 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-132 e 20195-225)		1	20195-143
Inserto per pinza LAP fenestrata e pinza E LAP fenestrata, zigrinata, \varnothing 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-133 e 20195-224)		1	20195-144
Camicia per pinza LAP bipolare e pinza LAP BiClamp lunghezza 340 mm		1	20195-141
Camicia per pinza E LAP bipolare e pinza E LAP BiClamp lunghezza 340 mm		1	20195-241
Impugnatura per pinze LAP bipolari		1	20195-140
Impugnatura per pinze E LAP bipolari		1	20195-245

Strumenti bipolari

LAP BiSect e forcibi bipolari LAP

LAP BiSect Micro, stelo \varnothing 5 mm, lunghezza 350 mm

composta da: 20195-206, 20195-208, 20195-209, 20195-210



No. 20195-204



= 1

0.475 kVp

max 95 °C



30195-114

max 138 °C

LAP BiSect Macro, stelo \varnothing 5 mm, lunghezza 350 mm

composta da: 20195-207, 20195-208, 20195-209, 20195-210



No. 20195-205



= 1

0.475 kVp

max 95 °C



30195-114

max 138 °C

Singoli componenti		Pezzo	No.
Inserto per LAP BiSect Micro (20195-204), \varnothing 5 mm, lunghezza 350 mm		1	20195-206
Inserto per LAP BiSect Macro (20195-205), \varnothing 5 mm, lunghezza 350 mm		1	20195-207
Stelo tubolare per LAP BiSect Micro e Macro, \varnothing 5 mm, lunghezza 350 mm		1	20195-208
Tubo isolante per LAP BiSect Micro e Macro, \varnothing 5 mm, lunghezza 350 mm		1	20195-209
Impugnatura per LAP BiSect Micro e Macro		1	20195-210

Strumenti bipolari

LAP BiSect e forcipi bipolari LAP

Forbici bipolari LAP, Metzenbaum, stelo \varnothing 5 mm, lunghezza 340 mm

composta da: 20195-140, 20195-141, 20195-242



No. 20195-226

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Forbici bipolari E LAP, Metzenbaum, stelo \varnothing 5 mm, lunghezza 340 mm

composta da: 20195-245, 20195-241, 20195-242



No. 20195-227

0.25 kVp




max 95 °C



30195-119 max 138 °C

Singoli componenti		Pezzo	No.
Inserto per forbici bipolari LAP Metzenbaum e forbici bipolari E LAP Metzenbaum, stelo \varnothing 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-226 e 20195-227)		1	20195-242
Camicia per forbici LAP bipolare, stelo \varnothing 5 mm, lunghezza 340 mm		1	20195-141
Camicia per forbici E LAP bipolare, stelo \varnothing 5 mm, lunghezza 340 mm		1	20195-241
Impugnatura per forbici LAP bipolari		1	20195-140
Impugnatura per forbici E LAP bipolari		1	20195-245

Strumenti bipolari

Cavi e accessori

Cavi di connessione bipolare	Connessione	Lunghezza	Pezzo	No.
Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard 	Standard Standard	4 m 5 m	1 1	20196-045 20196-057
Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, Internazionale (2 pin 22 mm) 	International International	4 m 5 m	1 1	20196-053 20196-061
Cavo bipolare, Martin standard 	Martin standard Martin standard	4 m 5 m	1 1	20196-047 20196-059
Cavo bipolare, Vallylab e unità non Erbe (2 pin 28 mm) 	Vallylab (2-Pin 28 mm)	4 m	1	20196-055

Accessori per pulizia		Pezzo	No.
Spazzolino per pulizia per canale aspirazione max. ø 3,5 mm, lunghezza 650 mm 		1	20191-279
Tubo per lavaggio con attacco Luer Lock, lunghezza 500 mm, per pulizia e disinfezione con lavatrice 		1	20195-201

Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Italia S.r.l.
Viale Sarca, 336/f
20126 Milano
Italia

Tel +39 02 6474681
info@erbe-italia.com
erbe-italia.com
medical-videos.com